

SUMINISTRAR MEDICAMENTOS			
versión	1.0(24/08/2020)		
Dependencias	Gestionar los medicamentos adquiridos Identificar el medicamento más utilizado Numero máximo de medicamentos Finalización de las pastillas en el robot. Recargar el robot.		
Precondición	El usuario ha introducido en el medibot un numero de medicamentos, objeto de la suministración de medicamentos.		
Descripción	El medibot deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando "El usuario ingrese un numero de medicamentos en "medibot" y esté haga la entrega de dicho medicamento a una hora establecida por el usuario".		
Secuencia normal	Paso	Acción	
	1	El usuario adquiere medibot	
	2	El usuario adquiere medicamentos necesarios.	
	3	El usuario introduce en medibot los medicamentos que necesita tomar.	
	4	El usuario configura a medibot mediante su aplicación móvil.	
	5	Medibot alerta al usuario para consumir sus medicamentos	
	6	Medibot alerta al usuario cuando queden pocas dosis para el usuario	
	7	Medibot alerta al usuario cuando su tratamiento esté por finalizar.	
	8	El usuario suministra medicamentos de nuevo al medibot	
Postcondición	El usuario hace la correcta suministración a medibot las veces que sean necesarias.		
Excepciones	Paso	Acción	
	3	El usuario tiene más medicamentos de los que la maquina permite.	
		3,1	El usuario podrá intercalar los medicamentos dentro del medibot.
		3,2	El usuario deberá configurar en la aplicación móvil los diferentes suministros.
Comentarios	Medibot cuenta con 7 compartimientos diferentes para realizar la suministración a cada uno de ellos, en total el usuario podrá introducir en cada compartimiento un total de 31 pastillas, esto quiere decir que medibot tiene la capacidad de almacenar aproximadamente 217 pastillas diferentes. (Estos valores pueden variar dependiendo el tamaño de las pastillas)		